



Dinamómetro



MANUAL DEL USUARIO

PROVEEDOR DE LA SILLA: ESTE MANUAL DEBE SER ENTREGADO AL USUARIO DE LA
ESTA BASE DE MOVILIDAD DEPENDIENTE

USUARIO: LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE DEPENDIENTE
BASE DE MOVILIDAD Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

El producto entregado puede variar del descrito e ilustrado en este manual.

Ha hecho una gran elección para su hijo al elegir una silla Leggero. Creemos que todos los niños deben poder desempeñarse al máximo de sus capacidades.

Aceptamos preguntas y comentarios sobre nuestros productos y servicios.

Comuníquese con nosotros o con un proveedor autorizado utilizando la siguiente información.



Ligero

2802 Calle Aguas del Sur

Burnet, Texas 78611

Línea gratuita: 1-844-503-KIDS

www.leggero.us

Proveedor autorizado de Leggero:

Nombre del proveedor	
DIRECCIÓN	
Teléfono	
Correo electrónico	
Sitio web	

Representante autorizado europeo:

EC	REP	MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany	CE
-----------	------------	---	-----------

AVISO

Cualquier incidente grave que le haya ocurrido al usuario y/o paciente en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del país. Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente

Tabla de contenido

Sección 1: Introducción y características		Página
1.1	Introducción	4
1.2	Usuario previsto del dinamómetro	4
1.3	Asistente de dinamómetro previsto	4
1.4	Condiciones de garantía	4
1.5	Servicio y reparaciones	4
1.6	Características	5
1.7	Componentes de asientos y posicionamiento	6
1.8	Ajustabilidad y especificaciones	7
Sección 2: Advertencias		8
Sección 3: Etiquetas		11
Sección 4: Desembalaje de la silla Dyno		12
Sección 5: Operación y ajuste		
5.1	Bloqueos de ruedas	13
5.2	Ajuste del ángulo del manillar	14
5.3	Bloqueo de ruedas giratorias	14
5.4	Ajuste del ángulo de inclinación del asiento	14
5.5	Ajuste del ángulo de la cadera y opción de activador	15
5.6	Ajuste del ángulo de la cadera (no equipado con opción de activador)	15
5.7	Plegable - Equipado con opción de activador	16
5.8	Plegable - No equipado con opción de activador	16
5.9	Ajuste de la plantilla	17
5.10	Ajuste de altura del respaldo	17
5.11	Ajuste de la profundidad del asiento	17
5.12	Uso de bandeja o barra de apoyo	18
5.13	Cambio de resortes dinámicos del activador	18
5.14	Utilizando el dinamómetro como silla en un vehículo de motor	19
Sección 6: Garantía limitada		20
Sección 7: Mantenimiento y registro de mantenimiento		21

Sección 1: Introducción, advertencias y características

1.1 Introducción

Gracias por elegir la silla Dyno. Este manual explica cómo utilizar, ajustar y mantener su silla Dyno. El producto tal como se describe está sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Lamentamos no poder ofrecer esta información al usuario en un formato adecuado para su uso por parte de personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual deben ponerse en contacto con un proveedor autorizado de Leggero para obtener información e instrucciones en forma de comunicación verbal y capacitación práctica, si es necesario.

1.2 Usuario previsto del banco de pruebas

Los cochecitos de rehabilitación y los sistemas de posicionamiento pediátricos son adecuados para niños que están limitados a una posición sentada y requieren asistencia para la movilidad y el posicionamiento. Las personas que necesitan dicha asistencia pueden tener una amplia variedad de diagnósticos que limitan su capacidad para lograr la movilidad sin dicho sistema. Para conocer la capacidad máxima de ocupación y las especificaciones adicionales, consulte la sección 1.7 de este manual.

1.3 Asistente de dinamómetro previsto

Los asistentes que operen la silla deben tener la capacidad visual, mental y física necesarias para operarla de manera segura en todas las circunstancias. Los asistentes deben leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas en este manual.

1.4 Condiciones de garantía

La garantía se aplica únicamente cuando el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante, recomendaciones y para los fines previstos y condiciones especificadas del producto.


1.5 Servicio y reparaciones

El servicio y la reparación de la silla Dyno deben ser realizados únicamente por proveedores autorizados de Leggero.


En caso de que surja algún problema, póngase en contacto con el proveedor que le suministró la silla. Los proveedores autorizados solo reemplazan e instalan repuestos originales de Leggero.




1.6 Features




1.7 Componentes de asiento y posicionamiento




Cojín de espalda Respond




Bandeja de posicionamiento terapéutico



Opciones de reposacabezas



Soportes torácicos laterales



Soportes pélvicos laterales

1.8 Ajustabilidad y especificaciones

Ajustabilidad

Profundidad del asiento	6-14" (15-35 cm)
Ancho del asiento	14" (35 cm)
Longitud de la parte inferior de la pierna	8,5-14" (15-35 cm)
Altura de la espalda	13-21" (29-53 cm)
Ajuste del ángulo de la cadera	90°, 120°
Ángulo del asiento	20°, 23°, 26°

Presupuesto

Peso máximo del usuario	80 libras (36 kg)
Rango de altura del mango de empuje	40-45" (101-114 cm)
Peso base de movilidad	26 libras (12 kg)
Ancho total	26,5" (67 cm)
Diámetro del neumático delantero	10" (25 cm)
Diámetro del neumático trasero	16" (41 cm)
Dimensiones plegadas	39 x 18 x 26,5" (99 x 46 x 67 cm)
Ancho de inversión	41" (104 cm)
Pendiente máxima segura	5°

Sección 2: Advertencias

Lea este manual completamente antes de usarlo

Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes de operar la silla Dyno.

Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de usarlo. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

No seguir las instrucciones o cumplir con las advertencias incluidas en este manual podría provocar lesiones personales y/o daños a la silla Dyno, anulando potencialmente la garantía.

Símbolos utilizados en las etiquetas de advertencia del producto y en el manual del usuario



¡ADVERTENCIA!

La palabra "ADVERTENCIA" o este símbolo indican prácticas que son inseguras o peligrosas y que podrían provocar lesiones graves al ocupante y/o cuidador.



¡ADVERTENCIA! LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Elija la silla adecuada y las opciones de seguridad

En el sector de la movilidad, existen varias opciones disponibles para satisfacer las necesidades de los niños. Asegúrese de que su elección (y la de su proveedor) de silla y otras opciones tengan en cuenta la comodidad, la posición, las limitaciones físicas y los peligros que puede encontrar su hijo durante el uso diario.

Advertencias: El incumplimiento de estas advertencias podría provocar: Lesiones graves o muerte

¡ADVERTENCIA! Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes de utilizar la silla Dyno. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de utilizarlo. Si hay alguna información en este manual que no comprenda, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA! El uso y/o manejo no convencional del producto puede ser peligroso. El cochecito no es apto para patinar o realizar actividades similares a alta velocidad. Las ruedas delanteras giratorias pueden tambalearse a mayor velocidad y pueden provocar una parada repentina y el vuelco de la silla. Se recomienda el uso de los bloqueos de giro de las ruedas. Para una máxima seguridad, utilice el cochecito solo a la velocidad normal de marcha. Bajo ninguna circunstancia debe soltar el manillar mientras empuja. Nunca empuje la silla.

¡ADVERTENCIA! La instalación inicial de este cochecito debe ser realizada por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! Los procedimientos distintos a los descritos en este manual deben ser realizados por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! El peso transportado por la silla Dyno no debe exceder el límite de peso total de 80 lb/36 kg (peso máximo del ocupante más el peso de los accesorios y/o elementos transportados).

¡ADVERTENCIA! Los ajustes realizados a la silla pueden afectar la estabilidad, aumentando el riesgo de vuelco. Los ajustes deberán ser realizados por su proveedor autorizado de Leggero.

¡ADVERTENCIA! Evite mojar la silla o guardarla en ambientes húmedos. El exceso de humedad puede provocar óxido o corrosión, lo que puede provocar fallas en los componentes. Si la silla queda expuesta a la humedad, séquela bien.

¡ADVERTENCIA! No deje la silla ni al niño al sol ni cerca de otras fuentes de calor, ya que las superficies de la silla pueden alcanzar temperaturas capaces de quemar al niño. No deje la silla ni al niño al aire libre en temperaturas frías, ya que el contacto con una silla a temperaturas bajo cero podría provocar lesiones.

La silla también puede sufrir daños por exposición a temperaturas extremas de calor o frío.

¡ADVERTENCIA! La silla solo debe utilizarse sobre suelo firme y nivelado. No intente empujar la silla sobre obstáculos ni contra ellos. Retire siempre al niño de la silla cuando la levante para salvar obstáculos.

¡ADVERTENCIA! No utilice la silla en pendientes con una inclinación superior a 5 grados. No deje la silla estacionada en una pendiente o en una cuesta. Preste especial atención en pendientes o cuestas para evitar que el niño se caiga de la silla, que la silla se vuelque o que se desplace.

¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la silla y antes de subirse o bajarse de ella, siempre bloquee las ruedas. No utilice los bloqueos de las ruedas para detener la silla mientras está en movimiento.

¡ADVERTENCIA! Nunca deje a su hijo sin supervisión en la silla, incluso si está abrochado y los frenos de las ruedas están activados.

¡ADVERTENCIA! Si el ocupante de la silla intenta alcanzar objetos que se encuentran delante, a los lados o detrás de la silla, asegúrese de que no se incline demasiado. El cambio del centro de gravedad podría provocar que la silla se vuelque.

¡ADVERTENCIA! Si la silla está equipada con ruedas neumáticas, el manejo de la misma se ve afectado por la presión de las ruedas.

Los neumáticos correctamente inflados mejoran considerablemente la maniobrabilidad. La presión de aire de los neumáticos delanteros y traseros debe ser de al menos 35 PSI/240 kPa.

¡ADVERTENCIA! No se pare sobre el reposapiés al subir o bajar de la silla.

¡ADVERTENCIA! Al plegar la silla, tenga en cuenta que existe el riesgo de lesiones si se aplastan o atrapan los dedos. Consulte la sección 4.7 de este manual para obtener más información.

¡ADVERTENCIA! La silla está diseñada únicamente para transportar a un niño a la vez. No transporte a más de un niño a la vez.

¡ADVERTENCIA! Levante la silla únicamente por las partes que estén firmemente sujetas. Siempre que sea posible, levántela por los miembros laterales del armazón. Si está plegada, sujétela por los tubos laterales inferiores del armazón. Siempre utilice dos personas para levantar la silla y evitar lesiones y daños a la silla.

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de embalaje de plástico inmediatamente después de desembalar.

¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Traslade al niño de la silla a un asiento de vehículo motorizado aprobado. Si su silla está equipada con la opción de tránsito, consulte la sección 4.14 de este manual.

¡ADVERTENCIA! La silla debe inspeccionarse y mantenerse según el cuadro de la Sección 6: Mantenimiento.

Los problemas detectados deben repararse antes de reanudar el uso de la silla.

¡ADVERTENCIA! Muchos de los elementos de sujeción utilizados para construir la silla Dyno consisten en un perno con una tuerca que contiene un anillo de seguridad de nailon. Estas conexiones deben mantenerse y asegurarse con los elementos de sujeción del equipo original y ajustarse correctamente. Para un ajuste adecuado de los puntos de pivote, consulte a su proveedor de servicio autorizado.



Sección 3: Etiquetas



¡ADVERTENCIA! Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Nunca deje al niño sin supervisión.



¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de transporte, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Traslade al niño de la silla a un asiento de vehículo motorizado aprobado.



Esta etiqueta indica que su silla está aprobada para usarse como asiento en un vehículo motorizado. Consulte la sección 4.12 de este manual para obtener más información.



Esta etiqueta indica la ubicación de los puntos de sujeción (4) para el uso en tránsito. Consulte la sección 5.13 de este manual para obtener más información.



Esta etiqueta indica el nombre del modelo, el número de modelo. (número de pieza), peso máximo y UDI.

Los primeros 2 dígitos del número de serie indican el año de fabricación.

UDI Number Breakdown (Sample)

	+	B514	3001	0	/	\$\$+7	12345678	/	16D	20210204	G
HIBC Supplier Labeling Flag	HIBCC Assigned LIC Code	Version or Model Number	Unit of Measure	Data Delimiter	To be used to Indicate a Serial Number to follow	Serial Number (XXXXXXXX)	Secondary Supplemental Data Delimiter	Date of Manufacture Data Identifier	Manufacture Date (YYYYMMDD)	Check Character	

Note: Check Character is subject to change based on HIBCC Modulo 43

Nota: La versión, el número de serie, la fecha de fabricación y el carácter de verificación son variables modificables.

Una etiqueta en el neumático indica el tamaño del neumático.

Sección 4: Desembalaje de la silla Dyno

1. Saque la silla del embalaje.
2. Deseche todos los materiales de embalaje de plástico.
3. Instale las ruedas traseras, consulte la Figura 1.
4. Verifique que los ejes de liberación rápida estén bien ajustados tirando de la rueda hacia afuera. La rueda debe mantenerse en su lugar.
5. Active los bloqueos de las ruedas, consulte la sección 4.1 de este manual.
6. Despliegue el marco y el respaldo del asiento, consulte la Sección 4.7 de este manual.
7. Verifique la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos delanteros y traseros debe ser de 35 PSI/240 kPa.

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de embalaje de plástico inmediatamente después de desembalar.






Figura 1

Sección 5: Operación y ajuste


Herramientas necesarias:



Llave hexagonal de 4 mm



Llave hexagonal de 5 mm



Llave de 10 mm

5.1 Funcionamiento del bloqueo de las ruedas

1. Para activar los frenos de las ruedas, tire hacia arriba del centro de la barra transversal con el pie. Consulte la Figura 2.
2. Verifique que los bloqueos de las ruedas estén activados en cada lado intentando mover la silla de adelante hacia atrás.
3. Para desactivar los bloqueos de las ruedas, presione hacia abajo el centro de la barra transversal con el pie. Referencia Figura 3.




Figura 2




Figura 3

5.2 Handlebar Angle Adjustment

1. Press and hold buttons with thumbs on inside of each adjustment ratchet, reference Figure 4.
2. Adjust handlebar to desired angle.
3. Release buttons.




Figure 4

5.3 Caster Swivel Lock Engagement

1. To engage caster swivel lock, rotate wheel forward as shown in figure 6.
2. Lift plunger on swivel lock mechanism and turn 90 degrees.
3. Release plunger and verify that caster fork is locked.
4. Reverse procedure to return to swiveling mode.




Figure 5, Unlocked






Figure 6, Locked



Unlocked



Locked

5.4 Seat Tilt Angle Adjustment

1. Engage wheel locks.
2. Press snap buttons inward.
3. Push or pull upper bent tube to align desired position.
4. Release snap buttons and verify proper engagement.




Figure 7

5.5 Ajuste del ángulo de la cadera y modo de asiento dinámico Activator Sillas equipadas con la opción de asiento dinámico Activator

1. Active los bloqueos de las ruedas.
2. Coloque ambas manos en el manillar.
3. Para bloquear el ángulo de la cadera en la posición de 90°, empuje el manillar lo más lejos posible. hacia adelante lo más posible.
4. Para bloquear el ángulo de la cadera en la posición de 120°, tire del manillar lo más atrás posible.
5. Mantenga la posición del manillar y tire hacia arriba del mecanismo de bloqueo del ángulo de la cadera con el pie. Consulte la Figura 8.
6. Verifique que la posición del ángulo de la cadera esté bloqueada empujando ligeramente y tirando del manillar.
7. Para volver al modo de asiento dinámico activador desbloqueado, presione el mecanismo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. La muesca quedará alineada con el tubo del eje trasero, como se muestra en la Figura 8.




Figura 8, ángulo de cadera desbloqueado




Figura 9, Ángulo de cadera bloqueado

5.6 Sillas con ajuste del ángulo de la cadera NO equipadas con la opción de asiento dinámico Activator

1. Active los bloqueos de las ruedas.
2. Coloque ambas manos en el manillar.
3. Usando el pie, empuje hacia abajo la barra de bloqueo del ángulo de la cadera.
Figura de referencia 10.
4. Ajuste el ángulo de la cadera a la posición deseada.
5. Barra de liberación.
6. Verifique que la posición del ángulo de la cadera esté bloqueada empujando y tirando ligeramente del manillar.




Figura 10

5.7 Sillas plegables y desplegadas equipadas con la opción de asiento dinámico Activator

1. Active los bloqueos de las ruedas.
2. Coloque las manos en el manillar.
3. Ajuste la silla a la posición desbloqueada del ángulo de la cadera (Activador dinámico).
4. Usando el pie, presione hacia abajo la parte superior del mecanismo de bloqueo del ángulo de la cadera.
5. Empuje el manillar hacia adelante y hacia abajo.
6. Ajuste el manillar hacia adelante para lograr el perfil más bajo.
7. Para desplegarlo, tire del manillar hacia atrás.

¡ADVERTENCIA! Al plegar o desplegar, mantenga los brazos, las manos y los pies alejados de los componentes móviles para evitar lesiones. Figura de referencia 11, las flechas indican posibles puntos de pinzamiento.




Figura 11





Figura 12



5.8 Sillas plegables y desplegadas NO equipadas con la opción de asiento dinámico Activator

1. Active los bloqueos de las ruedas.
2. Coloque las manos en el manillar.
3. Usando el pie, empuje hacia abajo la parte superior de la barra de bloqueo del ángulo de la cadera.
4. Empuje el manillar hacia adelante y hacia abajo.
5. Ajuste el manillar hacia adelante para lograr el perfil más bajo.
6. Para desplegarlo, tire del manillar hacia atrás.




Figura 13

5.9 Footbed Adjustment

1. Loosen button head bolts **1** on left and right clamps (2 bolts per side). 4mm hex wrench required.
2. Slide footbed up or down to desired position.
3. Tighten bolts.
4. Footbed position can also be moved front to back by removing and reinstalling flat head bolts **2** (2 per side) in different hole positions. 4mm hex wrench required.




Figure 14

5.10 Back Height Adjustment

1. Pull back height adjustment levers outward, reference Figure 15.
2. Adjust back height to desired position.
3. Push back height adjustment levers inward until they snap into locked position.






Figure 15




Unlocked



Locked

4.11 Seat Depth Adjustment

1. Loosen seat cushion straps.
2. Loosen knob under center of seat plate.
3. Adjust front seat assembly to desired depth.
4. Tighten knob.
5. Tighten seat cushion straps.



Knob




Figure 16

5.12 Tray or Grab Bar Use

1. To install tray or grab bar, swing left and right cam locks downward. Reference Figure 17.
2. Slide tray or grab bar into receivers to desired depth.
3. Swing left and right tray cams upward to lock in place. Reference Figure 18.




Figure 17




Figure 18

5.13 Changing Activator Dynamic Springs

For Chairs Equipped with Activator Dynamic Seating Option. Resistance of Dynamic back can be changed by installing light, medium, or hard springs. If the child is able to rest with the back extended beyond a 90 degree hip angle, then harder springs are needed.

1. Remove upper nut and washer, Reference Figure 19. 4mm hex wrench & 10mm wrench required. Be careful not to lose inner spacers.
2. Unhook spring eyelet from bolt and slide plate forward to access lower bolt head on backside of plate, Reference Figure 20. Remove Lower nut and washer.
3. Remove current springs, be careful not to lose inner spacers.
4. Install different weight springs.
5. Reinstall lower washer and nut. Tighten, then back off 1/4 turn.
6. Hook spring eyelet over upper bolt. Reinstall washer and nut. Tighten, then back off 1/4 turn.




Figure 19




Figure 20

5.14 Using The Dyno Chair As A Seat In A Motor Vehicle

The Dyno Chair is approved for transporting children in motor vehicles when it is equipped with the OPTIONAL transit feature and used in accordance with these instructions. The chair must be secured in a forward-facing position with a Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System (WTORS) which meets the requirements of SAE J2249 Recommended Practice—Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems For Use in Motor Vehicles.

IMPORTANT INFORMATION:

This chair conforms to and has been dynamically tested in compliance with ANSI/RESNA WC/Vol. 1 – Section 19.5.3. Please contact Leggero or your authorized Leggero provider if you have any questions regarding use of the chair for seating in a motor vehicle. Contact information can be found on page 2 of this manual.

WARNINGS & INSTRUCTIONS:

- The Dyno chair must be used as indicated in these instructions and the instructions supplied by the vehicle mounted tie-down manufacturer.
- Chair occupant should be transferred to the vehicle seat and use the vehicle restraint system whenever possible.
- The Dyno Chair can accommodate up to 80 lb. Do not exceed this occupant weight.
- The Dyno Chair must be placed in a forward-facing position when used as a seat in a motor vehicle. Use an approved 4-point strap-type tie-down system for the chair. Use an approved 3-point belt to restrain occupant.
- For approved transit tie-down locations and location of belt/harness attachment pin, see Figures 21 and 22.
- Restraints must not be held away from the child's body by chair components or accessories.
- Belt straps should be adjusted until they are snug and do not have slack. If you can pinch the webbing of the belt straps between your fingers, then it is too loose.
- Only belt restraints that comply with the provisions of ANSI/RESNA WC/Vol. 1 – Section 19 4.9.2-4.9.5 and 5.2 that have been dynamically tested in accordance with Annex A & 5.3 of the same, should be used on the chair for use as a restraint in a motor vehicle.




Figure 21




Figure 22

WARNING! If your chair is not equipped with the transit option, do not use it as a seat in a motor vehicle. Transfer the child from the chair to an approved motor vehicle seat.

Sección 6: Garantía limitada

A. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE NUESTROS PRODUCTOS.

B. DE POR VIDA

Leggero LLC garantiza el armazón y los ejes de liberación rápida de esta silla contra defectos de materiales y mano de obra durante la vida útil del comprador original. La vida útil esperada de este armazón es de cinco años.

C. POR UN (1) AÑO

Garantizamos todos los componentes y piezas originales del equipo de esta silla contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de la primera compra del consumidor.

D. LIMITACIONES 1.

No garantizamos:

- Neumáticos, cámaras, tapizados, empuñaduras de manillar o almohadillas para los brazos. • Daños resultantes de negligencia, mal uso o de una instalación o reparación incorrecta.
- Daños resultantes del uso durante el transporte. • Daños por exceder el límite de peso indicado en la etiqueta del número de serie.

2. Esta garantía es válida únicamente cuando el producto se utiliza de acuerdo con las condiciones especificadas y los fines previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. En caso contrario, no tendrá validez.
3. Esta garantía no se aplicará a problemas derivados del desgaste normal, y dicha evaluación será únicamente determinado por Leggero LLC.
4. Esta garantía quedará anulada si el producto se modifica sin el consentimiento expreso por escrito de Leggero, lo que incluye, entre otras cosas, modificaciones mediante el uso de piezas o accesorios no autorizados; productos dañados debido a reparaciones realizadas a cualquier componente sin el consentimiento específico de Leggero; o un producto dañado por circunstancias fuera del control de Leggero, y dicha evaluación será determinada únicamente por Leggero.
5. Esta garantía quedará nula si se elimina o altera el número de serie original.
6. Esta garantía se aplica únicamente en los EE. UU. Consulte con su proveedor si se aplican garantías internacionales.

E. QUÉ HARÁ EL FABRICANTE

Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las piezas cubiertas. Este es el único recurso en caso de daños consecuentes.

F. LO QUE DEBES HACER

1. Obtener de nosotros, mientras esta garantía esté vigente, la aprobación previa para la devolución o reparación de las piezas cubiertas.
2. Devuelva el producto o las piezas, con el flete prepago, a Leggero LLC. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Leggero al 1-844-503-KIDS para obtener una dirección de devolución y un número de autorización de devolución (RA#).
3. Pagar el costo de la mano de obra para reparar, retirar o instalar piezas.

G. AVISO AL CONSUMIDOR

1. Si lo permite la ley, esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, escrita u oral, expresa o implícita, incluida una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
2. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sección 7: Mantenimiento

Si tiene preguntas sobre el mantenimiento de su silla Dyno, consulte a su proveedor autorizado. Un mantenimiento constante y minucioso prolongará la vida útil de su silla. Un mantenimiento inadecuado puede reducir significativamente la vida útil de la silla. Cualquier pieza dañada debe reemplazarse antes de volver a utilizar la silla. La silla debe limpiarse con regularidad y debe recibir mantenimiento de un distribuidor autorizado al menos una vez al año.

La garantía puede verse afectada si no se realiza el mantenimiento adecuado en los intervalos especificados. Consulte la tabla a continuación para conocer los procedimientos de mantenimiento recomendados y la frecuencia. En la siguiente página de este manual hay un registro de mantenimiento que se debe utilizar para documentar las actividades de mantenimiento.

Actividad de mantenimiento	Semanalmente	Mensual
Verifique la presión de aire de los neumáticos (si corresponde)	PAG	
Revise las ruedas y los neumáticos para detectar desgaste o daños.		PAG
Comprobar el funcionamiento del bloqueo de las ruedas	PAG	
Compruebe la alineación correcta de las ruedas		PAG
Verifique que todos los sujetadores estén bien apretados		PAG
Verifique que los ejes de liberación rápida funcionen correctamente	PAG	
Verifique que el mecanismo de bloqueo de inclinación esté correctamente acoplado	PAG	
Verifique que el mecanismo de bloqueo de reclinación funcione correctamente.	PAG	
Compruebe todos los componentes estructurales para detectar desgaste o daños.		PAG
Compruebe que todos los componentes accesorios no presenten daños.		PAG

Recomendamos limpiar la silla periódicamente:

- Limpie todos los componentes del marco y las piezas de plástico utilizando únicamente detergentes suaves.
- Las piezas de tela se pueden lavar. Si se utiliza una lavadora, colóquelas en una lavadora.
 - Bolsa o funda de almohada. Secar al aire.
 - En la mayoría de los casos, limpiar con un paño húmedo es suficiente.
- No utilice su silla en agua salada ya que podría sufrir daños graves.
- Evite que la arena u otras partículas dañen la rueda y la horquilla giratoria.
 - aspectos.



Leggero LLC
2802 South Water Street Burnet,
TX 78611 Línea
gratuita: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us