


MANUAL PARA MODI BUGGY



Sizes: MINI, STANDARD



Edición 7 – 2017-05-08



¡NOTA! EL FABRICANTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DEL EQUIPO
COMPRADO A UN REPRESENTANTE DIRECTO DE LIW CARE TECHNOLOGY, O EN
TIENDAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS QUE REPRESENTAN LA TECNOLOGÍA LIW CARE EN POLONIA.

Tabla de contenido:



1.	Introducción.....	3
2.	Normas generales de seguridad.....	4
3.	Indicaciones de uso del producto.....	5
4.	Peso y dimensiones.....	6
5.	Estructura del Modi Buggy.....	8
6.	Descripción detallada del montaje de Modi Buggy	10
7.	Mover el Modi Buggy.....	11
8.	Estructura detallada y descripción de ajuste de Modi Buggy.....	12
8.1	Desplegar el chasis de la silla de paseo.....	12
8.2	Plegado del chasis de la silla de paseo.....	13
8.3	Freno de estacionamiento	14
8.4	Ajuste del ángulo de la placa trasera.....	15
8.5	Ajuste de la manija de empuje	15
8.6	Ajuste del ángulo del asiento	16
8.7	Ajuste de la profundidad del asiento y de los soportes de cadera.....	17
8.8	Regulación de altura del respaldo	18
8.9	Ajuste de soporte de lomos (sólo para talla MINI).....	19
8.10	Ajuste de altura del reposapiés	19
8.11	Ajuste de soportes laterales.....	20
8.12	Ajuste de los soportes para la cabeza	21
8.13	Ajuste y desmontaje de la barra antivuelco	22
8.14	Regulación, montaje y desmontaje de la mesa bandeja	23
8.15	Montaje de la cubierta para la lluvia	25
8.16	Montaje de la cubierta para las piernas.....	25
8.17	Montaje del paraguas.....	26
8.18	Montaje y desmontaje de la capota	26
8.19	Ajuste del reposapiés	27
8.20	Regulación de las patas de apoyo del reposapiés.....	27
8.21	Instalación de cinturones de abducción.....	28
8.22	Fijación y ajuste del chaleco	29
9.	Mantenimiento y limpieza	31
10.	Garantía/Servicio.....	32
11.	Placa de identificación.....	32
12.	Significado de los símbolos.....	33
13.	Cumplimiento de los requisitos de seguridad para dispositivos médicos.....	33

1. Introducción



Desarrollado y creado por LIW Care Technology, el cochecito pediátrico Modi Buggy (en adelante, el cochecito) de primera clase está diseñado para transportar niños que no pesen más de 30 kg. Está diseñado para facilitar el cuidado diario de niños que necesitan transporte, cuyas enfermedades les permiten moverse de forma autónoma así como sentarse y pararse correctamente. El dispositivo médico Buggy Modi está diseñado para niños con parálisis y triplejía o tetraplejía; con diplejía, hemiplejía o hemiparesia. Hicimos todo lo posible para que este cochecito pediátrico Modi Buggy fuera realmente fácil de manejar, para brindar estabilidad y con la capacidad de adaptarse a la forma del cuerpo.

Somos conscientes de que la posición sentada de una persona discapacitada es un elemento muy importante del desarrollo psicomotor y la posibilidad de moverse de forma cómoda y segura en espacios abiertos tiene un enorme impacto positivo tanto en los pacientes como en sus cuidadores. Por eso tenemos Modi Buggy, que fue diseñado para ser fácil de usar y desmontar. La silla de paseo se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Prestamos especial atención a la alta calidad de nuestros productos, es por eso que nos gustaría que lea detenidamente estas instrucciones de usuario; esto garantizará un uso seguro de este producto, afectará su eficiencia y le permitirá aprovechar al máximo sus ventajas. de este Modi Buggy.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, para que estén disponibles en caso de ser necesario. Estos Las instrucciones están destinadas a ser leídas por personas responsables del cuidado de niños discapacitados.

2. Normas generales de seguridad



Para LIW Care Technology Sp. z o. z oo, lo más importante es proteger a los pacientes que utilizan nuestros equipos. Para garantizar la seguridad de los usuarios de Modi Buggy, se deben adoptar las siguientes recomendaciones:

1. Lea las instrucciones antes del primer uso. En caso de que surja alguna pregunta o duda, comuníquese con su distribuidor o el fabricante. Los datos de contacto están disponibles a través de nuestro sitio web: www.liwcare.pl
2. Asegúrese de comprender completamente toda la información, consejos y advertencias contenidas en estos capítulos.
3. Nunca dejes a tu hijo solo en la silla de paseo.
4. El uso inadecuado de la silla de paseo puede poner en peligro la salud humana y provocar lesiones.
5. Durante el uso y manejo de la silla de paseo, así como durante su configuración y ajuste de mecanismos, se debe prestar mucha atención a las partes móviles que crean riesgo de atrapar el cuerpo en agujeros o entre los elementos. Después de cada ajuste, debe estabilizar su posición apretando con cuidado los tornillos y asegurarse de que todos los componentes estén correctamente colocados y bloqueados.
6. Si el niño va en silla de paseo, asegúrese de que esté correctamente sujeto con cinturones y chaleco.
7. El Modi Buggy puede ser utilizado por una persona a la vez.
8. Está prohibido transportar al bebé en el Modi Buggy durante el uso público y privado. transporte, es decir. autobús, tranvía, trolebús, tren.
9. Está prohibido transportar al bebé en el Modi Buggy mientras se conduce un coche – el asiento del La silla de paseo no es una silla de auto. El niño no puede permanecer en el asiento mientras conduce.
10. En el asiento trasero hay un bolsillo con todas las herramientas necesarias para realizar los ajustes: llave allen núm. 4, llave plana (10 mm).
11. Está prohibido subir y bajar escaleras con el niño y sin él. el niño.

En estas instrucciones de LIW Care Technology Sp. z o. productos z oo, encontrará información marcada con "¡NOTA!" símbolo. Se utiliza para atraer la atención particular del lector hacia el texto. Tiene el siguiente aspecto:



¡NOTA! EL SÍMBOLO SE UTILIZA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL LECTOR SOBRE EL TEXTO QUE ESTÁ MARCADO CON ESTE SÍMBOLO. INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDEN PONER EN PELIGRO LA SALUD Y SEGURIDAD DEL USUARIO O PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO.

3. Indicaciones de uso del producto





El dispositivo médico Modi Buggy está diseñado para niños que sufren parálisis y triplegia o tetraplejía; desde diplegia, hemiplejía o hemiparesia.

Se recomienda para niños a los que se les haya diagnosticado:

- parálisis cerebral (parálisis cerebral infantil),
- distrofias musculares,
- parálisis,
- espina bífida,
- mielomeningocele,
- lesión de la columna,
- lesión cerebral traumática,
- accidentes cerebrovasculares.
- otras enfermedades con paresia, parálisis, discapacidades locomotoras que permitan su movimiento autosuficiente.

4. Peso y dimensiones



No.	Dimensión	Dimensión símbolo	Dimensión [cm]	
			Tamaño: Mini	Tamaño: Estándar
1	Espaciado del soporte pélvico (ancho del asiento)	SUDESTE	15+28	17+30
2	Profundidad del asiento		17+28	27+36
3	ángulo de giro		-45 ±15	-45 ±15
4	altura del respaldo	bh	44,5+60	50+65
5	Ángulo del respaldo		20 ±90	20 ±90
6	Longitud de los soportes laterales	LH	14+26	16+30
7	Distancia entre soportes laterales	LR	15+27	15+27
8	Distancia entre los soportes para la cabeza	HORA	15+20	15+20
9	Altura de los reposapiés	FH	17+36	17+36
10	Longitud del reposapiés	Florida	15	15
11	Ajuste del ángulo del reposapiés	FA	0 ±90	0 ±90
12	Ángulo de montaje del reposapiés	FA1	0 ±20	0 ±20
13	Altura del asiento	SH	59	59
14	longitud de la base		84	84
15	Ancho de la base	peso corporal	68	68
16	Diámetro de rueda (delantera)	WDF	24	24
17	Diámetro de rueda (trasera)	WDR	30	30
18	Altura del mango	S.S	85+117	85+117
19	Peso máximo del usuario		30 kilogramos	30 kilogramos
20	Carga máxima (peso del usuario + carga adicional)		33kg	33 kilos
21	Peso de la silla de paseo		20kg	20 kilos

5. Estructura del Modi Buggy



Fig.1 Estructura de la silla de paseo

La silla de ruedas consta de 1 :

1. Empuñadura
2. Placa trasera
3. Asiento
4. Soportes para la cabeza
5. Soportes laterales
6. Soportes para la cadera
7. Barra antivuelco
8. Marco
9. Ruedas delanteras, Ruedas traseras
10. Freno de estacionamiento
11. Amortiguadores traseros

¹ El equipamiento de la silla de ruedas está disponible según el continente y el país.

12. Reposapiés
13. Chaleco
14. Cinturones pélvicos
15. Cesta
16. dosel
17. Cubrepiernas
18. Funda para lluvia
19. Bolsa
20. Paraguas
21. mesa
22. Soporte de lomos (sólo para talla MINI)

6. Descripción detallada del montaje de Modi Buggy



Por motivos de seguridad, su silla de paseo se suministra en dos partes: el armazón de la silla de paseo (8) y el asiento (3). Para instalar el asiento, debes:

PASO 1. Despliegue el marco (8) (→ Ver 8.1, p. 12)

PASO 2. Fije el asiento (3) al marco (8) de modo que las barras de montaje queden en los soportes del asiento, Fig. 2. Tienes que empujarlo hasta que se rompa.



Fig. 2 Fijación del asiento



¡NOTA! DEBES TRABAJAR CON EL ASIENTO HASTA QUE ESCUCHES UN CHASQUIDO DEFINIDO. EL SONIDO DEMUESTRA QUE LA FIJACIÓN SE HIZO CORRECTAMENTE.



Fig. 3 La estructura de la silla de paseo permite acoplar el asiento de cara o de espaldas al sentido de la marcha.

7. Mover el Modi Buggy



Por motivos de seguridad, la silla de paseo se debe mover con sus piezas, por separado el asiento y por separado el armazón.




Fig.4 Manera correcta de mover la silla de paseo



Fig. 5 Manera incorrecta de mover la silla de paseo

8. Estructura detallada y descripción de ajuste de Modi Buggy



¡NOTA! DESPUÉS DE CADA AJUSTE, DEBE ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN CORRECTAMENTE POSICIONADOS Y BLOQUEADOS.

8.1 Desplegar el chasis de la silla de paseo



Fig. 6 Desplegar el chasis de la silla de paseo

Figura 7 Cerradura

Debe colocar el marco verticalmente Fig. 6, Fig. 7, desbloquearlo y tirar de la manija con fuerza hasta que escuche un chasquido.




Fig. 8 Montaje de las ruedas delanteras

Fig. 9 Pernos de la rueda delantera

Levante la parte delantera del cochecito, Fig. 8, e instale las ruedas delanteras: asegúrese de que las superficies planas de los pernos estén dirigidas hacia la parte delantera del cochecito, Fig. 9. Para quitar la rueda, presione el botón rojo botón de liberación del perno.



Fig. 10 Bloqueo de dirección

Puede ver bloqueos de dirección en las ruedas delanteras en la posición recta. Para usarlos, debes tirar de la palanca y bajarla. Levantando la palanca hacia arriba podrá cambiar fácilmente de dirección, Fig. 10.

8.2 Plegado del chasis de la silla de paseo



Fig. 11 Desmontaje de ruedas

Levante el cochecito y retire las ruedas delanteras presionando el botón rojo en cada rueda – Fig. 11.



Fig. 12 Desmontaje e instalación de ruedas traseras.

Es posible retirar e instalar las ruedas de forma fácil y segura gracias a la aplicación de un mecanismo especial. Para soltar una rueda, presione un pasador ubicado en el cubo de una rueda con el pulgar hacia adentro y retire toda la rueda del eje. Siga los mismos pasos con la instalación: presione un pasador y coloque la rueda en el eje, Fig. 12.



Fig. 13 Plegar el marco

Tire de los asideros de ambos lados y luego empuje la manija hacia abajo y pliegue el marco hasta que encaje el bloqueo, Fig. 13.

8.3 Freno de estacionamiento



Fig. 14 Freno de estacionamiento

El bloqueo de las ruedas traseras se activa con una palanca situada en el travesaño, justo en la parte trasera del bastidor. Presionándolo se bloquean las ruedas traseras, levantándolo se libera el freno, Fig. 14.



¡NOTA! DEBE INSPECCIONAR EL FRENO A INTERVALOS REGULARES Y QUITAR LA POSIBLE SUCIEDAD Y LODO.



¡NOTA! DEBE TENER CUIDADO AL CRUZAR EL UMBRAL.



¡NOTA! LA ESTABILIDAD DEL COCHECITO PUEDE ESTAR EN RIESGO EN CASO DE EMPUJE, INCLINACIÓN O APOYO INESPERADO SOBRE ÉL.

8.4 Ajuste del ángulo de la placa trasera



Fig.15 Placa trasera

Levante la palanca en el respaldo del asiento y muévela para ajustar el ángulo apropiado del respaldo hasta 20° +90°

Figura 15.

8.5 Ajuste del mango de empuje




Fig. 16 Empuñadura

Presione los botones de control de altura simultáneamente, ajuste la barra a la altura deseada. Luego, muévelo hacia arriba y hacia abajo hasta que haga clic en el bloqueo del botón (Fig. 16). Puedes regular la altura del mango hasta 85+117 cm. sobre el suelo.



¡NOTA! TENGA EN CUENTA QUE CADA COSA QUE PONGA EN EL MANGO AFECTA LA ESTABILIDAD DEL BUGGY.

8.6 Ajuste del ángulo del asiento




Fig. 17 Liberación del ángulo del asiento



Fig. 18 Ajuste del ángulo del asiento

Sostenga el asiento, tire de la línea de control para liberar el dispositivo de bloqueo, Fig. 17, mientras coloca el ángulo del asiento desde 15° en la dirección de conducción hasta 45° en la dirección opuesta Fig. 18.



¡NOTA! DEBIDO AL MUY ALTO GRADO DE AJUSTABILIDAD DEL BUGGY, HAY ES UNA POSIBILIDAD DE FIJAR UNA POSICIÓN, DONDE LA CABEZA SE COLOCA DEBAJO DEL PELVIS. ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR ESA POSICIÓN, PORQUE PUEDE CONDUCIR A REGURGITACIÓN O AHOGAMIENTO.

8.7 Ajuste de la profundidad del asiento y de los soportes para las caderas




Fig. 19 Perillas de bloqueo del asiento

Afloje todas las perillas de bloqueo Fig. 19.



Fig. 20 Ajuste de la profundidad del asiento

Tire de la base del asiento a la posición deseada, Fig. 20, y luego apriete la perilla (1) hasta que note una resistencia. Figura 19.



Fig. 21 Ajuste de los soportes de cadera

Antes de volver a bloquear las otras perillas Fig. 19, separe/deslice los soportes para la cadera. Su diseño permite una inclinación para asegurar el ángulo de tracción correcto Fig. 21.

8.8 Ajuste de altura del respaldo



Fig. 22 Ajuste de la altura del respaldo

Desatornille los tornillos de fijación (1) y los pomos de bloqueo Fig. 22 para configurar la altura deseada del respaldo. en el rango de 50+65 cm. Luego apriete los tornillos (1) y las perillas de bloqueo.

8.9 Ajuste del soporte de lomos (sólo para talla MINI)




Fig. 23 Ajuste del soporte de lomos

En Modi Buggy tamaño MINI, existe la opción de inclinar el respaldo. Para ajustar el soporte de la zona lumbar, se debe aflojar el pomo 2 (fig. 23) y a continuación – con la llave allen de 4 mm – apretar el tornillo 1, hasta obtener el soporte de espalda necesario para el paciente. Después del ajuste, apriete la perilla 2.

8.10 Ajuste de altura del reposapiés



Fig. 24 Ajuste de altura del reposapiés

Afloje las perillas de bloqueo Fig. 24, ajuste la altura deseada del reposapiés y apriete las perillas de bloqueo. Es posible configurar la altura del reposapiés en el rango: 17+36 cm.



¡NOTA! EL REPOSAPIÉS SÓLO SOPORTA LOS PIES, SU HIJO NO DEBE PERMANECE EN ÉL.

8.11 Ajuste de los soportes laterales




Fig. 25 Ajuste del ancho

Aflojar los 4 pomos Fig. 25, desplazar los soportes hasta: 15+27 cm.




Fig. 26 Ajuste de altura

Posibilidad de regulación de la altura de los pelotes en el rango de 16+30 cm para el tamaño estándar y 14+26 cm para el tamaño mini (Fig. 26).




Fig. 27 Ajuste de altura asimétrico

Para ajustar la altura asimétrica de los soportes laterales, debe aflojar los tornillos de bloqueo y ajustar la altura deseada de los soportes. Fig. 27. Luego apriete los tornillos de bloqueo. La diferencia de altura máxima es de 20 mm. Se puede lograr una mayor asimetría cambiando la altura de los soportes laterales aflojando la perilla de bloqueo Fig. 26.

8.12 Ajuste de los soportes para la cabeza




Fig. 28 Ajuste del ancho de los reposacabezas

Afloje las perillas de bloqueo Fig. 28 y ajuste el ancho deseado de los reposacabezas en el rango de 15 a 20 cm y su altura ± 2 cm Fig. 28. Luego, apriete las perillas de bloqueo.




Fig. 29 Ajuste de altura del reposacabezas

8.13 Ajuste y desmontaje de la barra antivuelco




Fig. 30 Ajuste de la barra antivuelco

Presione los botones de ambos lados simultáneamente y configure la posición requerida de la barra antivuelco, Fig.30.




Fig. 31 Quitar la barra antivuelco

Presione el clip, agarre firmemente la barra y extráigala, Fig. 31.

8.14 Regulación, montaje y desmontaje de la mesa bandeja.




Fig. 32 Montaje de la mesa con bandeja

Para montar la mesa, inserte los adaptadores de sujeción de la mesa 1, luego deslice la mesa usando los tubos dentro de los adaptadores. Apriete las perillas 2 para evitar que la mesa se salga.



Fig. 33 Ajuste angular de la mesa

El ajuste angular de la encimera se realiza aflojando los dos tornillos ubicados encima de los soportes de la mesa debajo de la encimera. Después de obtener el ángulo de inclinación deseado, apriete los tornillos. Los tornillos de ajuste están ubicados en el lado izquierdo y derecho de la mesa.





Fig. 34 Desmontaje de la mesa

Para retirar la mesa, desenrosque la perilla (2) Fig. 34, luego extraiga la mesa. Para quitar el adaptador, presione el botón (3), luego levante los adaptadores a ambos lados del asiento.

8.15 Montaje de la cubierta para la lluvia



Fig. 35 Montaje de la cubierta para la lluvia

Fije las fundas para la lluvia utilizando el borde elástico colocándolo detrás del respaldo (1) y el reposapiés (2).

8.16 Montaje del cubrepiernas




Fig. 36 Montaje de la cubierta para las piernas

Empuje el cubrepiernas debajo de la tapicería del asiento y fíjelo con el velcro (1), abroche la hebilla (2) que cubre el reposapiés del cochecito. Después de colocar al bebé en la silla de paseo, abroche la hebilla (3) que rodea la correa detrás del respaldo.

8.17 Montaje del paraguas



Fig. 37 Montaje del paraguas

El paraguas debe fijarse con la abrazadera (1). Coloque la abrazadera en el chasis de la silla de paseo y apriete el pomo (2). Para cambiar el ángulo del paraguas, desenrosque la perilla (3), ajuste el ángulo de la sombrilla y luego apriete la perilla nuevamente (3).

8.18 Montaje y desmontaje de la marquesina



Fig. 38 Montaje y desmontaje de la marquesina

Los pestillos del dosel (1) deben insertarse en las cajas de enchufes a ambos lados del asiento. Para desmontar la capota, presione el pestillo (2) a ambos lados del asiento y luego tire de la capota hacia arriba.

8.19 Ajuste del reposapiés



Fig. 39 Ajuste del ángulo del reposapiés

Afloje los tornillos inferiores, ajuste el ángulo correcto y vuelva a bloquear los tornillos. Fig. 39. Es posible ajustar el ángulo del reposapiés en el rango: $0^{\circ} \pm 20^{\circ}$.

8.20 Ajuste de las patas de apoyo del reposapiés




Fig. 40 Ajuste del ángulo de las patas de apoyo del reposapiés

Presione los dos botones de liberación al mismo tiempo Fig. 40 y luego ajuste el ángulo de los soportes del reposapiés en el rango: $0^{\circ} \pm 90^{\circ}$.

8.21 Instalación de cinturones de abducción




Fig. 41 Instalación de cinturones de abducción para la talla mini






Fig. 42 Instalación de cinturones de abducción para la talla estándar

Dependiendo del tamaño del asiento, los cinturones de seguridad vienen en dos opciones. La versión con cortes viene con el tamaño mini, en el que un extremo del cinturón de abducción debe instalarse en las ranuras de la Fig. 41 de la derecha. Para el tamaño estándar, los cinturones de abducción están cosidos, por lo que deben colocarse debajo del elemento de construcción del asiento (Fig. 42). Otro extremo de los cinturones de abducción debe instalarse dentro de las ranuras debajo del asiento. El sobrante de los cinturones se utiliza para instalar el chaleco.

8.22 Fijación y ajuste del chaleco



Rys. 43 Mocowanie pasków kamizelki

Las correas superiores que sujetan el chaleco deben colocarse en el elemento de construcción elegido del respaldo (Fig. 43) al nivel cercano al de los hombros del niño. Las correas inferiores del chaleco deben colocarse en las ranuras debajo del asiento (el cinturón es común para chalecos y cinturones de abducción). A continuación hay que pasarlos por las ranuras de la tapicería de los asientos. Se deben instalar abrazaderas en los bordes de las correas.




Fig. 44 Fijación de clips

El chaleco se debe abrochar después de que el niño haya tomado asiento, deslice los clips hasta escuchar un clic. Higo 44.




Fig. 45 Desenganche de clips

Para desabrochar el chaleco, presiónelo justo en el medio para desbloquear el clip. Figura 45.

Controlas el chaleco ajustando la longitud de las correas de sujeción. El ajuste correcto del chaleco debe proporcionar la estabilidad adecuada del cuerpo del niño, pero no debe causar ninguna molestia.



¡NOTA! ASEGÚRESE SIEMPRE DE AJUSTAR CORRECTAMENTE LOS CLIPS, UTILIZANDO LOS CUATRO CLIPS, YA QUE DE LO CONTRARIO LA FALTA DE SUJECIÓN PUEDE CAER AL NIÑO FUERA DEL COCHE.

9. Mantenimiento y limpieza



Modi Buggy es un dispositivo mecánico con una estructura portante fabricada en acero y aluminio, recubierta con una capa de barniz. Los insertos de esponja de espuma están conectados a la estructura. Las espumas se cubren con una funda antipolvo hecha de materiales textiles. Ninguno de los recubrimientos causa irritación de la piel. Modi Buggy, como cualquier otro dispositivo médico, debe mantenerse en la pureza necesaria y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Las capas de barniz y guardapolvos fabricados con materiales textiles deben limpiarse con un paño humedecido con agua. Está permitido utilizar detergentes suaves o agentes de limpieza enzimáticos. Límpielo si es necesario con una aspiradora o un cepillo suave.
- Se permite limpiar los insertos de esponja de espuma con un paño humedecido con agua y con un detergente suave. Después de realizar esta acción, el inserto se secará completamente a temperatura ambiente.



¡NOTA! LA TAPICERÍA DEL MODI BUGGY DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA ANTES DE SER USADO DE NUEVO.

- Debes proteger el cuadro con regularidad, eliminar la suciedad y el barro con regularidad.
- No utilice productos químicos.
- No lave la tapicería en una lavadora.
- Debes evitar evitar la luz solar directa y comprobar la temperatura del asiento antes de colocar al bebé en él.



¡NOTA! EL MODI BUGGY DEBE SER REVISADO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO (CADA 12 MESES) POR UN TÉCNICO DE SERVICIO CALIFICADO. ES NECESARIO REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL BUGGY – PIEZAS MÓVILES, MECANISMO DE BLOQUEO, FUNCIONES DE AJUSTE. LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL DISPOSITIVO GARANTIZA UN LARGO Y FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS.

10. Garantía/Servicio



Si nota algún fallo o defecto, debe dejar de utilizar la silla de paseo inmediatamente y ponerse en contacto con su distribuidor o fabricante. La unidad defectuosa debe protegerse contra un aumento del área de daño. Nunca intente desmontar o reparar el producto. No reemplace piezas originales con piezas provenientes de una fuente distinta a la recomendada por el fabricante.

Si el usuario decide no seguir utilizando el producto, está obligado a su eliminación de acuerdo con la normativa medioambiental aplicable.

La vida económica del producto es de cinco años.

El fabricante proporciona servicio posgarantía. Datos de contacto:



LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo, ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polonia.

biuro@liwcare.pl

Los datos de contacto actuales están disponibles en: www.liwcare.pl

Los términos de la garantía se especifican en la tarjeta de garantía, que es parte integral de esta declaración. La tarjeta de garantía está disponible en la última página de este documento.


11. Placa de identificación



12. Significado de los símbolos



Nombre del fabricante y fecha de fabricación.



Número de serie



Peso permitido por el usuario



¡Nota! Siga las instrucciones del producto



Evite el contacto con el agua.



Dirección de desbloqueo



dirección del movimiento



Marca de conformidad de acuerdo con la Directiva UE 93/42 CEE Anexo. VII, en materia de dispositivos médicos

13. Cumplimiento de los requisitos de seguridad para dispositivos médicos.



Modi Buggy cumple con los requisitos esenciales de la MDD 93/42 CEE para dispositivos médicos.

Modi Buggy, de acuerdo con el Anexo IX del MDD 93/42 CEE, es un dispositivo médico no invasivo y no activo de clase I según la regla 1.

La Declaración de Conformidad de este producto se puede encontrar en el Departamento de Ventas del fabricante.

TARJETA DE GARANTÍA

Términos de garantía:

1. Fabricante de dispositivos médicos: LIW Care Technology Sp. z o.o. con oo (ul. Gofłowa 7, 94-406 Łódź, Polonia) garantiza que la empresa vende un dispositivo operativo, libre de defectos de construcción, instalación, materiales, etc., y que el dispositivo permanecerá libre de dichos defectos durante el período de garantía. Esta garantía no cubre la utilidad del producto para los fines del Comprador.
 2. LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo (el fabricante) otorga una garantía de dos años para el equipo, a partir de la fecha de compra inicial.
 3. La única prueba de garantía es esta tarjeta de garantía, emitida por el Vendedor al Comprador. Para transferir los derechos de garantía, debe transferir la posesión de esta tarjeta de garantía.
 4. En caso de encontrar fallos o defectos durante el período de garantía, el fabricante subsanará el defecto a su propio coste. Si se reemplazan piezas, la pieza retirada pasará a ser propiedad de LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo y no será devuelto al usuario de la garantía.
 5. Según la garantía, el usuario está obligado a informar los defectos físicos del producto durante el período de garantía a través de un formulario en nuestro sitio web: www.liwcare.pl, después de iniciar sesión en la "zona de clientes" por correo postal LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo o por teléfono: +48 42 212-35-18
 6. En garantía, el usuario está obligado a entregar el equipo con la tarjeta de garantía y junto con el documento original de compra (factura o recibo con IVA) a cargo del fabricante en su domicilio, cuando no hay recibo, la fecha de compra inicial (el inicio del período de garantía) será la fecha de fabricación.
 7. Esta garantía no cubre:
 - elementos de desecho y piezas destruidas o dañadas debido a un uso inadecuado (en particular, pero no exclusivamente, debido a instrucciones incorrectas emitidas o en condiciones desfavorables), o almacenamiento inadecuado del producto,
 - daños causados por cualquier alteración o adición al dispositivo realizada por el usuario o por terceros,
 - daños causados por una limpieza o mantenimiento inadecuado del producto realizado por el usuario o un tercero,
 - daños causados por el desgaste normal o el envejecimiento normal del producto,
 - daños causados por falta de negligencia del usuario (en particular, pero no exclusivamente, en el mantenimiento y limpieza del producto),
 - daños causados por fuerza mayor,
 - daños causados por eventos externos (contaminación, daños mecánicos y por agua).
 8. La garantía no incluye regulación y ajuste durante el período de garantía, porque no constituyen un defecto del producto.
 9. Para calificar para la garantía anterior, debe entregar el producto en un embalaje seguro al fabricante. Para ello, utilice el embalaje original. Si el usuario no entrega el producto en el embalaje original, su embalaje de reemplazo debe cumplir los siguientes requisitos: caja sólida con paredes intactas, protección separada para cada componente, material de amortiguación, cinta resistente utilizada para envolver, así como la dirección del remitente o del destinatario. (LIW Care Technology Sp. z o.o). DIRECCIÓN.
- LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo no se hace responsable de los daños al producto causados por un embalaje insuficiente.
10. Garantía La reparación o sustitución se realizará en la medida de lo posible dentro de los 30 días siguientes a la entrega adecuada del producto por parte del usuario de la garantía a LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo.
 11. Después de la reparación en garantía, el producto será entregado a cargo de LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo, a la dirección proporcionada. En caso de que no se recoja un paquete con la dirección correcta, el usuario de la garantía estará obligado a correr con todos los costes relacionados con el transporte del producto y su almacenamiento.
 12. Garantía de calidad otorgada por LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo no afecta ningún derecho legal del Comprador.

Gracias por elegir nuestro producto. Le deseamos éxito en la terapia con nuestro equipo.

¡NOTA!

GUARDE LA TARJETA DE GARANTÍA EN UN LUGAR SEGURO

LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo requerirá que proporcione este documento antes de aceptar la reparación en garantía.

Nombre del producto/TipoNúmero de serie:.....

Fecha de caducidad:.....

Sello y firma del Vendedor:

No.	Fecha de solicitud de reparación	Trámites	Fecha de finalización de la reparación	Sello y firma del técnico.
1				
2				
3				
4				