



ORIGEN



PM 2404-15



SILLA DYNO

Detalle técnico:

Silla de traslado pediátrica diseñada con un plegado frontal y una estructura sólida de aluminio. Está equipada con ruedas delanteras de 25 cm de diámetro Full-Poly (anti pinchadura) que permiten un giro libre con bloqueo de dirección, y ruedas traseras macizas de 40 cm de diámetro que son desmontables, con eje de extracción rápida y freno monocomando. El sistema tilt, accionado a pedal, permite un ajuste de inclinación de 25° a 30°. El asiento es sólido y regulable en profundidad, mientras que los controles de cadera son ajustables en ancho y los controles de tronco son variables tanto en ancho como en altura. El apoya cabeza anatómico es regulable en altura y profundidad. El respaldo tiene tres puntos de inclinación en 85°, 90° y 105°, y también es regulable en altura. Los apoya brazos son desmontables, regulables en altura y pueden ajustarse en dos puntos de inclinación. Los apoya pies son elevables y regulables en altura e inclinación. La manija de empuje es graduable en inclinación. La silla incluye una capota desmontable y una canasta portaobjetos. El chasis cuenta con la certificación internacional de Crash Test según la norma ANSI/RESNA WC19, lo que garantiza su seguridad para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.



PESO MÁX.
USUARIO
36 KG.



PESO MÁX.
CHASIS
12 KG.

Talle

Ancho x Profundidad

Único

35 x 15-35 cm