

PESO MÁX. USUARIO
40 KG.

PESO DE EQUIPO
5 KG.


Talle XS

REPOSERA CRAB

Detalle técnico:

Silla de baño articulada, modular y ajustable. Chasis de aluminio con goma antideslizante en sus patas. Respaldo y apoya piernas regulables en inclinación. Apoya cabeza con contención ajustable en ancho y regulable en altura. Cinturón pélvico regulable para seguridad. Altura desde el asiento al piso variable, lo que facilita las diferentes posiciones de uso. Faja de tronco regulable en altura. Soporte de MMII independientes ajustable.

Configurá tu equipo:



Base rodante

Talles Altura del paciente

M 1.10 a 1.50 mts.

S 0.90 a 1.30 mts.

XS 0.80 a 1.10 mts.