

DYNO™



Facebook.com/LeggeroUSA



- Se pliega de forma compacta ◇
- Configuración de 3 ruedas ◇
- Rueda delantera giratoria ◇
- Asientos dinámicos ACTIVATOR™ ◇
- Ajuste del ángulo de la cadera de 30° ◇
- Ligero ◇
- Sistema de asientos contorneados ◇



DYNO™



El único tránsito WC-19
probado

¡Vehículo compacto y
plegable de 3 ruedas!

Disponible con

Activador™

Asientos dinámicos



ESPECIFICACIONES Y RANGO DE AJUSTE

Límite de peso	80 libras / 36 kg 26,5
Peso de la silla	libras / 12 kg
Ancho de la silla	26,5 pulgadas/67 cm
Profundidad del asiento	6-14 pulgadas / 15-35 cm
Ancho del asiento	14 pulgadas / 35 cm
Altura de la espalda	13-21 pulgadas / 33-53 cm
Longitud de la parte inferior de la pierna	8-14 pulgadas / 20-35 cm
Rango de ancho de pecho	7-14 pulgadas/18-35 cm
Del asiento al suelo	19 pulgadas/48 cm
Ajuste del ángulo de la cadera	85° , 90°, 105°
Inclinación del asiento ajustable	25-30°
Rango activo de rodilla (opcional)	10°
Asiento a respaldo activo Rango (opcional)	30°
Altura del mango de empuje	39-46 pulgadas/99-117 cm
Diámetro de la rueda delantera	10 pulgadas/25 cm
Diámetro de la rueda trasera	16 pulgadas/41 cm
Plegable con ruedas	42 x 17 x 26,5 pulgadas 107 x 43 x 67 cm
Plegado sin ruedas	35 x 17 x 25 pulgadas 89 x 43 x 64 cm

Libertad para ir a donde quieras y la

Opciones de posición que necesita.

