



## RESPALDO TFB + FIPS

### Detalle técnico:

Respaldo TFB de goma espuma de doble densidad extra suave con base de aluminio, la cual contiene ranuras para la colocación y regulación de cualquier tipo de accesorio. Cuatro anclajes para caño de acople rápido, ajustables en inclinación y profundidad para optimizar la alineación postural. Kit de moldeado para realizar respaldo conformado.



Talles (ancho x alto)



25cm x 35cm

30cm x 40cm



35cm x 45cm

40cm x 50cm