



RESPALDO TFB + REBATIBLES

Detalle técnico:

Respaldo TFB de goma espuma de doble densidad extra suave con base de aluminio, la cual contiene ranuras para la colocación y regulación de cualquier tipo de accesorio. Cuatro anclajes para caño de acople rápido, ajustables en inclinación y profundidad para optimizar la alineación postural. Controles laterales rebatibles y links desmontables que permiten ubicar el pad en la posición correcta. Almohadilla ergonómica diseñada para reducir puntos de presión y mejorar la estabilidad del usuario.



Talles (ancho x alto)

- 25cm x 35cm
- 30cm x 40cm
- 35cm x 45cm
- 40cm x 50cm