



SILLA RODEO

Detalle técnico:

Silla de traslado y paseo, liviana y compacta con estructura de aluminio. Basculación ajustable entre 5° y 45°. Reclinación de respaldo regulable entre 90° y 110°. Butaca regulable en altura y profundidad para acompañar crecimiento del usuario. Controles de tronco regulables en altura y ancho. Tapizado de asiento y respaldo acolchado, extraíbles y lavable. Ajustable mediante straps permitiendo mayor o menor tensión de los mismos. Apoya brazos regulables en altura y rebatibles. Panel apoya pantorrillas. Apoya pies individuales, rebatibles y regulables en altura. Manillar de empuje única, regulable en altura. Freno único y manual mediante pedal monocomando. Ruedas traseras de 20cm con sistema de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm. Plegado frontal y compacto para mayor facilidad de transporte.



Talle 40



Talle 40

Talles	Altura del paciente	Ancho x Prof.
● 40	1.20 a 1.60mts	(40 x 33/45)
● 35	1.10 a 1.30mts	(35 x 27/40)
● 30	1.00 a 1.20mts	(30 x 22/35)
● 25	0.90 a 1.10mts	(25 x 18/30)