



## ALMOHADÓN CONSTRUCTA FLEX



### Detalle técnico:

Almohadón con Sistema Modular Ajustable Flexible que permite configuraciones precisas mediante la adición o eliminación de celdas de espuma en áreas específicas para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario. Posee celdas de espuma ajustables Integradas en el interior del almohadón, estas celdas permiten ajustes personalizados que aseguran un soporte óptimo y una distribución uniforme de la presión. Contiene espuma de alta densidad que proporciona un soporte duradero y firmeza. Los módulos de espuma permiten configuraciones específicas para proporcionar soporte adicional. Cuenta con un set de compensadores que pueden ser aplicados en la base del almohadón para ajustar la alineación pélvica. Elevación perimetral y medial en zona de entropiomas. Zona anterior y posterior regulable para una cadera en flexión o exención de cadera limitada, simétrica o asimétrica. Base de goma espuma con 3 densidades diferentes para un posicionamiento estratégico con almohadillas y cuñas ofrecen ajustes complejos. Combinación excepcional de superposiciones de espuma superior garantiza la distribución de la presión en toda la superficie. Incluye funda exterior transpirable y funda interior para incontinencia, regulables en profundidad en casos de asimetrías. Superficie cubierta con espuma confortable para una mayor distribución de presiones. Funda Exterior Transpirable: Fabricada en tejido elástico y transpirable que permite la circulación del aire, reduciendo la acumulación de calor y humedad para mayor comodidad. Funda interior resistente a la incontinencia con cremallera invisible para una protección adicional y facilidad de limpieza.



Talles (ancho x profundidad)

35cm x 40cm

35cm x 45cm

40cm x 45cm

40cm x 50cm

45cm x 50cm