



ALMOHADÓN **CONSTRUCTA** **SUPER HIGH CONTOUR**



Detalle técnico:

Almohadón con Sistema Modular Ajustable que permite configuraciones precisas mediante la adición o eliminación de celdas de espuma en áreas específicas para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario. Posee celdas de espuma ajustables Integradas en el interior del almohadón, estas celdas permiten ajustes personalizados que aseguran un soporte óptimo y una distribución uniforme de la presión. Contiene espuma de alta densidad que proporciona un soporte duradero y firmeza. Los módulos de espuma permiten configuraciones específicas para proporcionar soporte adicional. Incluye un panel rígido que se puede quitar según sea necesario para proporcionar estabilidad adicional o permitir ajustes adicionales. Cuenta con un set de compensadores que pueden ser aplicados en la base del almohadón para ajustar la alineación pélvica. Superficie cubierta con espuma comfortable para una mayor distribución de presiones. Dispone de un juego de doble fundas. Funda Exterior Transpirable: Fabricada en tejido elástico y transpirable que permite la circulación del aire, reduciendo la acumulación de calor y humedad para mayor comodidad. Funda interior resistente a la incontinencia con cremallera invisible para una protección adicional y facilidad de limpieza.



Talles (ancho x profundidad)

35cm x 40cm

35cm x 45cm

40cm x 45cm

40cm x 50cm

45cm x 50cm