



ANDADOR POSTERIOR

Detalle técnico:

Andador posterior de aluminio reforzado, estructura tubular de 25 y 22 mm de diámetro, plegable y regulable en altura. Ruedas delanteras con giro libre de 12,5 cm de diámetro con bloqueo de dirección para entrenamiento de la marcha. Ruedas posteriores con sistema anti-retroceso. Tomas laterales de posición horizontal. Terminaciones anodizadas en natural mate y pintura epoxi de alta resistencia.

Configurá tu equipo:



Chiripá



Apoyo Antebraquial



Toma Anterior



Soporte de Pelvis



PESO MÁX. USUARIO
75 KG.

PESO DE EQUIPO
4 KG.

Talle XS

Talles Altura del paciente

- **L** 1.30 a 1.65 mts.
- **M** 1.10 a 1.30 mts.
- **S** 0.90 a 1.10 mts.
- **XS** 0.70 a 0.90 mts.

