



30
AÑOS
GARANTÍA
P.M. 2143-1



Homologación
ISO 13485

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

Garantía

POWER UP. 90 días en
baterías, cargadores y
partes eléctricas

**PESO MÁX.
USUARIO**
70 KG.

**PESO DE
EQUIPO**
25 KG.

Talle S

BIPEDESTADOR ZING

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación pediátrico con posibilidad de abducción hasta 30° de cada miembro. Variación continua de posición supina a prona. Pistón hidráulico activado desde manillar para variar posiciones. Apoya pies independientes, ajustables en profundidad, rotación, flexión dorsal y plantar. Rodilleras rebatibles y regulables individualmente en altura, ancho, profundidad y rotación con apoyo posterior. Respaldo y apoyo lumbar plano con fundas de neoprene y controles laterales de trono y cadera. Mesa inyectada con portaobjetos, desmontables, regulable en inclinación, altura y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico.

Configurá tu equipo:



Power up Lift
(solo talle M)



**Soporte de
Tronco**



**Cinturón
pélvico**

Talles

Altura del paciente

M

1.02 a 1.52 mts.

S

0.70 a 1.12 mts.

ANCHO

Mín.: 55 CM
Máx.: 73 CM

PROFUNDIDAD

Mín.: 75 CM
Máx.: 106 CM